

Kontrola zakażeń i produkty do jednorazowego użycia

ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE	10.2
JEDNORAZOWE OSŁONKI	10.3
JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO STRZYKAWEK WODNO-POWIETRZNYCH	10.8
FILTRY	10.8
ROZMAITOŚCI	10.9

Zestawy diagnostyczne Oral Health Examination Kit/Periodontal Instrument Kit

Oral Health Examination Kit oraz Periodontal Instrument Kit to gotowe do użycia, sterylne, jednorazowe zestawy narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badania wewnątrzustnego pacjenta.

Bezpieczeństwo i wygoda w jednym zestawie

- **Gotowe do użycia.** Skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania narzędzi do pracy.
- **Higiena.** Eliminacja zakażeń krzyżowych. Zestawy wyrzuca się po użyciu.
- **Wygoda.** Doskonale do codziennego użytku, szczególnie podczas okresów intensywnej pracy praktyki, niedoborów personelu, awarii autoklawu, wizyt domowych lub u pacjentów wysokiego ryzyka.
- **Oszczędność czasu.** Skrócenie czasu poświęcanego sterylizacji i ostrzeniu narzędzi.
- **Efektywność.** Wzrost wydajności i zmniejszenie kosztów w gabinecie.

Oral Health Examination Kit – zestaw diagnostyczny PE8400/4

4 kartony zawierające po 50 zestawów

Karton zawierający 50 zestawów PE8400/1

Zawartość zestawu: lusterko stomatologiczne, zgłębnik stomatologiczny/ periodontologiczny 3, 5, 7, 9, 11, 13, pęseta stomatologiczna, 2 maski, śliniak, chusteczka, 2 wálki, tacka.

Periodontal Instrument Kit- periodontologiczny zestaw diagnostyczny PE8600/4

4 kartony zawierające po 50 zestawów

Karton zawierający 50 zestawów PE8600/1

Zawartość zestawu: 1 lusterko stomatologiczne, 1 zgłębnik stomatologiczny/ periodontologiczny 3, 5, 7, 9, 11, 13.



Periodontologiczny zestaw diagnostyczny



Zestaw diagnostyczny



Zgłębnik periodontologiczny

Jednorazowe osłonki

Chair Sleeve - Pokrowce ochronne na fotel stomatologiczny

Chair Sleeve to jednorazowe pokrowce na fotel stomatologiczny, które eliminują konieczność stosowania pokrowca na zagłówek i czyszczenia fotela, a tym samym ograniczają zużycie środków dezynfekcyjnych i czyszczących, wpływając na przedłużenie trwałości tapicerki.

Chair Sleeve	PE3800/4
--------------	----------

Chair Sleeve	PE3800
--------------	--------

69.9 cm x 61 cm, 225 szt.

Chair Sleeve	PE3825/4
--------------	----------

Chair Sleeve	PE3825
--------------	--------

81.3 cm x 81.3 cm, 200 szt.

Szersze i dłuższe od oryginałów. Do unitów Adec® Cascade i innych, podobnych modeli.

Extra Wide Chair Sleeve - bardzo szerokie	PE3875/XW/4
---	-------------

Extra Wide Chair Sleeve - bardzo szerokie	PE3875/XW
---	-----------

127 cm x 122 cm, 150 szt.



Chair Sleeve

No-Slip Chair Sleeve™

Pokrowce o dużej szerokości, wykonane ze specjalnego kopolimeru, który zapobiega przesuwaniu pokrowca w czasie zabiegu, pomimo ruchów pacjenta.

No-Slip Chair Sleeve	PE3870/NS/4
----------------------	-------------

No-Slip Chair Sleeve	PE3870/NS
----------------------	-----------


122 cm x 142 cm, 150 szt.

Chair Sleeve XL	PE3850/XL/4
-----------------	-------------

Chair Sleeve XL	PE3850/XL
-----------------	-----------

73.7 cm x 203 cm, 125 szt.

Dłuższa, pokrywająca cały fotel wersja Chair Sleeve. Pokrowiec pokryty jest w całości kopolimerem, który zapewnia pełną ochronę.



No-Slip Chair Sleeve™ bardzo szeroki pokrowiec wykonany jest ze specjalnego kopolimeru PE3870/NS/4

Headrest Cover

Jednorazowe pokrowce na zagłówek.

Headrest Cover	PE3511/12
----------------	-----------

Headrest Cover	PE3511
----------------	--------

27.9 cm x 24.1 cm, 250 szt.

Headrest Cover	PE3514/12
----------------	-----------

Headrest Cover	PE3514
----------------	--------

35.6 cm x 24.1 cm, 250 szt.



Pokrowiec na zagłówek

Syringe Sleeve™ - Osłonki na dmuchawki wodno-powietrzne.

Syringe Sleeve	PE3760/24
Syringe Sleeve	PE3760

6.4 cm x 25.4 cm, 500 szt. Jednorazowe osłonki przeznaczone do trójdrożnych strzykawk wodno-powietrznych oraz końcówek ślinociągów i ssaków.

Syringe Sleeve XL	PE3765/XL/12
Syringe Sleeve XL	PE3765/XL

6.4 cm x 50.8 cm, 500 szt. Dłuższa wersja osłonek Syringe Sleeve.

Syringe Sleeve WA (with adhesive)	PE3763/WA/12
Syringe Sleeve WA (with adhesive)	PE3763/WA

6.4 cm x 25.4 cm, 500 szt. Osłonki ze specjalną taśmą mocującą pokrowiec i zapobiegającą jego ześlizgiwaniu, przeznaczone do trójdrożnych strzykawk wodno-powietrznych oraz końcówek ślinociągów i ssaków.

Syringe Sleeve WO (with opening)	PE3767/WO/24
Syringe Sleeve WO (with opening)	PE3767/WO

6.4 cm x 25.4, 500 szt. Osłonki z wyciętym otworem, który ułatwia założenie pokrowca na dmuchawkę.



Syringe Sleeve


Tray Sleeve – osłonki na tace przy użyciu

Tray Sleeve to osłonki z unikalnym zamknięciem przeznaczone do tac stomatologicznych.

Tray Sleeve – opakowania po 500 szt.	
26.25 cm x 35 cm	PE3000/B/12
26.25 cm x 35 cm	PE3000/B
Do unitów Ritter B, Adec.	
29.06 cm x 36.25 cm	PE3100/A/4
29.06 cm x 36.25 cm	PE3100/A
Do unitów Chayes, Divided Ritter B	
28.75 cm x 40 cm	PE3200/E/4
28.75 cm x 40 cm	PE3200/E
Do unitów Midwest, Weber.	
18.75 cm x 26.25 cm	PE3300/F/4
18.75 cm x 26.25 cm	PE3300/F
Do tac Mini Tray.	
23.75 cm x 35 cm	PE3400/G/4
23.75 cm x 35 cm	PE3400/G
Do unitów Divided Adec, Dental EZ	
35 cm x 48.75 cm	PE3500/M/4
35 cm x 48.75 cm	PE3500/M
Do tac Mayo Tray.	
Drape-it-All™	PE3770/4
Drape-it-All™	PE3770

115 cm x 83 cm, 200 szt.

Osłony z tworzywa przeznaczone do przykrywania unitów, stołków, stolików lub pacjenta.



Osłonki na dmuchawki wodno-powietrzne

X-Ray Sleeve

Osłonki przeznaczone do ochrony tubusów aparatów rentgenowskich przed szkodliwym, wysuszającym działaniem środków dezynfekcyjnych.

X-Ray Sleeve	PE3900/4
X-Ray Sleeve	PE3900

37.5 cm x 65 cm, 250 szt.

X-Ray Sleeve XL	PE3950/XL/4
X-Ray Sleeve XL	PE3950/XL

57.5 cm x 77.5 cm, 200 szt. Dłuższa i szersza wersja osłonek X-Ray Sleeve, przeznaczona do większych tubusów starszych aparatów rentgenowskich.



Osłonka na tubusy aparatów rentgenowskich PE3900/4

Nr kat.

HP Sleeve®

Jednorazowe osłonki na kątnice, skalery ultradźwiękowe i piaskarki. Wykonane z unikalnego, bardzo miękkiego tworzywa, które ułatwia utrzymanie końcówki i nie wpływa na czucie w palcach.

HP Sleeve	PE4000/12
HP Sleeve	PE4000

3.13 cm x 25.4 cm, 500 szt.

Osłonki na prostnice, skalery ultradźwiękowe i piaskarki.

HP Sleeve	PE4050/12
HP Sleeve	PE4050

5.1 cm x 25.4 cm, 500 szt.

Osłonki na kątnice.



Jednorazowe osłonki na kątnice, skalery ultradźwiękowe czy piaskarki.

Cure Sleeve® Handle Cover

Jednorazowe osłonki na rękojeść lamp polimerizacyjnych. Opatentowany kształt nie powoduje przegrzania lampy.

Cure Sleeve Handle Cover	PE4525/12
Cure Sleeve Handle Cover	PE4525

7.6 cm x 25.4 cm, 400 szt.

Do lamp 3M Visilux 2.

Cure Sleeve Handle Cover	PE4550/12
Cure Sleeve Handle Cover	PE4550

12.7 cm x 25.4 cm, 400 szt.

Pasują do lamp polimerizacyjnych Demetron Optilux, Dentsply Caulk Max i Spectrum, 3M XL 1500, 3000, Coltulux 2, 3, 4, i Efos.



Cure Sleeve Handle Cover

PE4525/12

Sleeves DEMI 250	PE DEMI250
Sleeves DEMI 250/12	PE DEMI250/12

Jednorazowe osłonki do lamp Demi, 250 szt.




Sleeves DEMI

Cure Sleeve®

Jednorazowe osłonki na światłowody. Zapobiegają zakażeniom krzyżowym oraz zabrudzeniu ujęcia światłowodu materiałem kompozytowym.

Cure Sleeve	PE4500/12
Cure Sleeve na światłowody o średnicy 7 i 8mm, 400 szt.	PE4500
Cure Sleeve na światłowody o średnicy 11 mm, 400 szt.	PE4511/12
Cure Sleeve na światłowody o średnicy 11 mm, 400 szt.	PE4511
Cure Sleeve na światłowody o średnicy 13 mm, 400 szt.	PE4513/12
Cure Sleeve na światłowody o średnicy 13 mm, 400 szt.	PE4513




Cure Sleeve

Vision Saver

Vision Saver to jednorazowe, pomarańczowe osłony nakładane na końcówkę światłowodu. Duża elastyczność sprawia, że osłony można zakładać na światłowód tuż przy jamie ustnej pacjenta. Dzięki temu chronią stomatologa i personel przed niekorzystnym wpływem intensywnego światła lampy polimerizacyjnej.

Vision Saver, Pack of 400	PE4575/12
Vision Saver, Pack of 400	PE4575



Vision Saver


PE4575/12

Light Sleeve, typ „L”

Jednorazowa osłonka na uchwyty lamp operacyjnych typu „L”.

„L” style light sleeve	PE3650/24
„L” style light sleeve	PE3650

3.8 cm x 20.3 cm, 500 szt.



Light Sleeve, „L” style

PE3650/24

Light Sleeve, typ „T”

Jednorazowe osłonki na uchwyty lamp operacyjnych typu „T”, które zakłada się wyjątkowo szybko. Opatentowany kształt zapobiega zsuwaniu osłonki z uchwytu w czasie zabiegu i zapewnia łatwe usunięcie osłonki po skończonej pracy.

„T” style light sleeve	PE3600/24
„T” style light sleeve	PE3600

10.2 cm x 14.6 cm, 500 szt.



Light Sleeve, „T” style

PE3600/24

Impression Gun Cover

Jednorazowe osłonki z tworzywa na podajniki do mas wyciskowych w nabojach. Zapobiegają zakażeniu krzyżowym i chronią podajnik przed zabrudzeniem masą wyciskową. Można je stosować do lamp polimeryzacyjnych.

Impression Gun Cover, 400 szt.	PE4600/4
Impression Gun Cover, 400 szt.	PE4600



Impression Gun Cover

PE4600/4

Tube Sleeve

Jednorazowe osłonki na przewody i rękawy, proste i skręcone.

Tube Sleeve	PE3720/12
Tube Sleeve	PE3720

366 m w rolce
Średnica 5.1 cm, na rękawy proste.

Tube Sleeve	PE3740/12
Tube Sleeve	PE3740

366m w rolce
Średnica 10.2 cm, na rękawy skręcone.



Tube Sleeve

PE3720/12

Sensor Covers

Jednorazowe osłonki na czujniki rvg.

Sensor Covers	PE3735/24
Sensor Covers	PE3735

3.5 cm x 20.5 cm, 500 szt. Do czujników Trophy i Gendex

Sensor Covers	PE3736/24
Sensor Covers	PE3736

4 cm x 21 cm, 500 szt. Do czujników Trophy i Gendex.



Sensor Covers

Nr kat.

Cover-All™

Cienkie, perforowane arkusze folii adhezyjnej, do przykrywania wszystkiego, czego może dotykać operator w trakcie zabiegu. Jednorazowe, łatwe do przyklejenia i usunięcia, nie pozostawiają śladów.


Przezroczyste 10.2 cm x 15.2 cm, 1200 szt.	PE3700/C/12
Przezroczyste 10.2 cm x 15.2 cm, 1200 szt.	PE3700/C
Niebieskie 10.2 cm x 15.2 cm, 1200 szt.	PE3710/B/12
Niebieskie 10.2 cm x 15.2 cm, 1200 szt.	PE3710/B
Przezroczyste 6.4 cm x 15.2 cm, 600 szt.	PE3715/CN/4
Przezroczyste 6.4 cm x 15.2 cm, 600 szt.	PE3715/CN
Przezroczyste 15.2 cm x 22.9 cm, 800 szt.	PE3725/CW/4
Przezroczyste 15.2 cm x 22.9 cm, 800 szt.	PE3725/CW

Dozownik Cover-All	PE1600/12
---------------------------	------------------

Dozownik Cover-All	PE1600
---------------------------	---------------

15.2 cm x 17.8 cm x 22.9 cm

Dozownik do ustawienia na stole, ułatwiający szybkie pobieranie folii. Służy do folii o szerokości do 10.2 cm. Dozowanie folii Cover-All i osłonek Tube Sleeve.



Cover-All and Cover-All Dispenser

Side Shields

Jednorazowe, przezroczyste, boczne osłonki, pasujące do wszystkich rodzajów okularów. Zwiększają ochronę oczu lekarza. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu z okularów.

Side Shields	PE4700/12
---------------------	------------------

Side Shields	PE4700
---------------------	---------------

6.4 cm x 5.1 cm, 250 szt.



Side Shields

PE4700/12

Temple Guard

Jednorazowe osłonki na pozycjoner głowy w pantomografach. Eliminują potrzebę dezynfekcji powierzchni, dając pacjentowi poczucie czystości i bezpieczeństwa.

Temple Guard, 200 szt.	PE7300/12
-------------------------------	------------------

Temple Guard, 200 szt.	PE7300
-------------------------------	---------------



Temple Guard i Chin Guard

Chin Guard

Jednorazowe osłonki na podpórkę pod brodę w pantomografach. Eliminują potrzebę dezynfekcji powierzchni dając pacjentowi poczucie czystości i bezpieczeństwa.

Chin Guard, 100 szt.	PE7200/12
-----------------------------	------------------

Chin Guard, 100 szt.	PE7200
-----------------------------	---------------

Jednorazowe końcówki do strzykawk wodno-powietrznych

Seal-Tight®

Seal-Tight® to jednorazowe końcówki do strzykawk wodno-powietrznych, które, przy zastosowaniu odpowiedniego adaptera, zakłada się bez odkręcania i dokręcania nakrętki strzykawki wodno-powietrznej - końcówkę wprowadza się w prosty sposób do żółtego pierścienia adaptera. Żółty, gumowy pierścień w końcówce oddziela strumień wodny od powietrznego sprawiając, że powietrze wydostające się z dmuchawki jest suche. W razie potrzeby, końcówkę można zgiąć pod kątem 90°.

Seal Tight, 200 szt.	PE77200/40
Seal Tight, 200 szt.	PE77200
Seal Tight, 1500 szt.	PE77500/40
Seal Tight, 1500 szt.	PE77500





Seal-Tight® Disposable Air/Water Syringe Tips - jednorazowe końcówki do strzykawk wodno-powietrznych PE77200/40

Seal-Tight® Adapter

Adaptery do końcówek Seal-Tight. Do strzykawk DentalEZ, wyprodukowanych po 01.1997, można stosować adapter Adec.

A (typ Adec)	PE77021/A
M (typ Engle-Marco)	PE77022/M
D (DentalEZ)	PE77023/D
P (adapter standardowy, przykręcany)	PE77024/P
P (Press Ring)	PE77025/P
Adaptery do unitów KaVo	PE77026/K
Adaptery do unitów Luzzani	PE77027/L
Adaptery do unitów Sirona	PE77028/S



Filtry

Dispos-a-Trap

Jednorazowe filtry zatrzymujące zanieczyszczenia i poprawiające pracę systemu ssącego. Redukują niebezpieczeństwo zakażeń krzyżowych oraz eliminują bardzo nieprzyjemną i niebezpieczną czynność czyszczenia filtra z osadzonych na nim pozostałości.

Dispos-a-Trap, 144 szt.	PE5500/10
Dispos-a-Trap, 144 szt.	PE5500

Pasują do unitów Adec Cascade i Performer.

Dispos-a-Trap, 144 szt.	PE6100/C/4
Dispos-a-Trap, 144 szt.	PE6100/C

Do unitów Adec, Ampco, Belmont, Dabi Atlante, Dansereau, DCI, DentalEZ, Forest, Knight, Marus, MDT, Proma, Ritter, Schein.



Dispos-a-Trap PE5500/10



Dispos-a-Trap PE6100/C/4

Rozmaitości

NEW

Googles

Okulary i przyłbice Googles chronią oczy komfortowo i ze stylem. Wykonane są ze specjalnego, stopniowanego optycznie tworzywa, które jest wolne od zniekształceń. Googles zapewniają ochronę również z boku. Dostępne bursztynowe osłony i przyłbice chroniące przed intensywnym światłem lamp polimeracyjnych. W przypadku Googles bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.

Googles, okulary, wkładki bursztynowe, 10 szt.	PEGBL/10
Googles, okulary, wkładki bursztynowe, 12 x 10 szt.	PEGBL/10/12
Googles, okulary, wkładki dispens-a-lens, 10 szt.	PEGDLR/10
Googles, okulary, wkładki dispens-a-lens, 12 x 10 szt.	PEGDLR/10/12
Googles, okulary, wkładki przezroczyste, 25 szt.	PEGDLR/25
Googles, okulary, wkładki przezroczyste, 12 x 25 szt.	PEGDLR/25/12
Googles, okulary, wkładki kolorowe, asortyment (kolor purpurowy, morski, niebieski, żółty, różowy), 10 szt.	PEGF/10
Googles, okulary, wkładki kolorowe, asortyment (kolor purpurowy, morski, niebieski, żółty, różowy), 12 x 10 szt.	PEGF/10/12
Googles, przyłbice, zestaw Office Combo	PEGFCP/12/3
Zawartość: 3 ramki, 3 podpórki nosowe, 12 wkładek przezroczystych, 3 wkładki bursztynowe	
Googles, przyłbice, zestaw Office Combo	PEGFCP/12/3/12
Zawartość: 12 zestawów	PEGFCP/12/3
Googles, przyłbice, zestaw Office Pack	PEGFOP/15
Zawartość: 3 ramki, 3 podpórki nosowe, 15 wkładek przezroczystych	
Googles, przyłbice, zestaw Office Pack	PEGFCP/15/12
Zawartość: 12 zestawów	PEGFOP/15
Googles, uzupełnienie wkładek do przyłbic, 50 szt.	PEGFRS/50
Googles, uzupełnienie wkładek do przyłbic, 12 x 50 szt.	PEGFRS/50/12
Googles, okulary, zestaw Office, 10 szt.	PEGOP/10
Zawartość: 10 ramek, 20 wkładek, 1 pasek sztywny	
Googles, okulary, zestaw Office, 12 x 10 szt.	PEGOP/10/12
12 zestawów	PEGOP/10
Googles, okulary, wkładki kolorowe, 25 szt.	PEGTDL/25
Googles, okulary, wkładki kolorowe, 12 x 25 szt.	PEGTDL/25/12
Paski sztywne Yikes, 5 szt.	PEYOP/5
Paski sztywne Yikes, 12 x 5 szt.	PEYOP/5/12



Slip-Nots™

Kolorowe uchwyty do serwet wykonane ze specjalnego miękkiego tworzywa, które można sterylizować w autoklawie.

Slip-Nots, asortyment	PE2000/A/12
Slip-Nots, asortyment	PE2000/A

Zawartość zestawu: po jednym uchwycie w kolorze niebieskim, różowym, fioletowym i morskim.

Uzupełnienia	
Kolor niebieski (Blue)	PE2010/B/12
Kolor niebieski (Blue)	PE2010/B
Kolor różowy (Magenta)	PE2020/M/12
Kolor różowy (Magenta)	PE2020/M
Kolor fioletowy (Purple)	PE2030/P/12
Kolor fioletowy (Purple)	PE2030/P
Kolor morski (Teal)	PE2040/T/12
Kolor morski (Teal)	PE2040/T



Slip-Nots

PE2000/A/12

Ball-Point Applicators™

Elastyczne aplikatory do preparatów w płynie. Można je zagiąć w sposób odpowiedni do sytuacji klinicznej. Końcówka aplikatorów wykonana jest z materiału, który zapewnia pobieranie i przeniesienie niewielkiej ilości roztworu (1/8 kropli).

Fine Head Ball-Point Applicator, aplikatory małe, opakowania 250 szt.	PE8300/12
Fine Head Ball-Point Applicator, aplikatory małe, opakowania 250 szt.	PE8300
Medium Head Ball-Point Applicator, aplikatory średnie, opakowanie 250 szt.	PE8350/12
Medium Head Ball-Point Applicator, aplikatory średnie, opakowanie 250 szt.	PE8350



Aplikatory Ball-Point

PE8300/12 i PE8350/12

Pinn-Point Brushes™

Pędzelki do aplikacji preparatów w płynie, z długim trzonkiem i przewężeniem ułatwiającym zginanie końcówki.

Pinn-Point Brushes, 250 szt.	PE8200/12
Pinn-Point Brushes, 250 szt.	PE8200



Pędzelki Pinn-Point

PE8200/12

Freshen Up

Freshen Up to miękkie, wilgotne chusteczki o zapachu cytrynowym i delikatnej, bezalkoholowej formule. Każda chusteczka jest pakowana indywidualnie w celu większej higieny i zachowania maksymalnej świeżości. Wymiary: 20.3 cm x 26 cm.

Freshen Up, 10 x 100 szt.	PEFNUP/10
Freshen Up, 100 szt.	PEFNUP



Freshen Up

PEFNUP/10

Glove Dispensers**Dozownik na rękawice jednorazowe**

33 cm x 17.8 cm x 10.2 cm.

Dozownik składający się z dwóch elementów, pozwalających na dozowanie prawych i lewych rękawic lub rękawic w dwóch różnych rozmiarach. Montowany albo stawiany na blacie.

Obudowa w kolorze migdałowym	PE1000/12
Obudowa w kolorze migdałowym	PE1000
Obudowa w kolorze białym	PE1050/W/12
Obudowa w kolorze białym	PE1050/W

Glove Dispenser

30.5 cm x 17.8 cm x 11.4 cm.

Pudełko z rękawicami wprowadzane jest bezpośrednio do dozownika. Pasuje do wszystkich rozmiarów pudełek.

Obudowa w kolorze migdałowym	PE1500/12
Obudowa w kolorze migdałowym	PE1500
Obudowa w kolorze białym	PE1550/W/12
Obudowa w kolorze białym	PE1550/W



Glove Dispenser

Nr kat.

Pen Sleeve

Osłonki z tworzywa na ołówki, długopisy i narzędzia

Pen Sleeve	PE3745/12
------------	-----------

Pen Sleeve	PE3745
------------	--------

1.3 cm x 14 cm, 1000 szt.



Pen Sleeve

PE3745/12

Dispens-it-All™

Dispens-it-All to pojemniki z przezroczystą, łatwo otwierającą się pokrywą. Mogą być montowane na ścianie albo stawiane na blacie.

Dispens-it-All	PE1700/12
----------------	-----------

Dispens-it-All	PE1700
----------------	--------

Pojemnik o wymiarach: 21.6 cm x 12.7 cm x 12.7 cm; na maski (model z gumkami na uszy), ślinociągi, wálki, kątнице, etc.



Dispens-it-All

Dispens-it-All	PE1800/12
----------------	-----------

Dispens-it-All	PE1800
----------------	--------

Pojemnik o wymiarach: 19.7 cm x 19.1 cm x 14.6 cm, na maski (typu muszelkowego), śliniaki dla pacjentów, ręczniki, łyżki do fluoryzacji, etc.

